

BIOLOG)) PLASMA

RFID NELLA GESTIONE LOGISTICA DEL PLASMA



biolog))id

Connecting healthcare to empower people

BIOLOG PLASMA

RFID NELLA GESTIONE LOGISTICA DEL PLASMA

- Una soluzione sviluppata per ottimizzare la **gestione logistica** del plasma
- Una risposta tecnologica che:
 - **Garantisce** procedure standard
 - **Migliora** le condizioni di lavoro
 - **Rispetta** le normative farmaceutiche



Le innovazioni tecnologiche relative alle applicazioni RFID ed il loro contributo all'automazione dei processi ci hanno consentito di migliorare ulteriormente la nostra organizzazione e di prepararci meglio per le future sfide in ambito sanitario, economico ed industriale. »

Dott. Patrick BERGEAT
Vice Direttore Generale - Operazioni
LFB Biomedicaments

FRAZIONAMENTO

- Unità di plasma pronte per il processo di frazionamento

SMISTAMENTO

- Smistamento automatizzato delle singole unità di plasma

CONSEGNA



- Lettura massiva alla consegna (pallets etc.)
- Interfacciamento con il sistema informatico del centro di frazionamento

SPEDIZIONE

- Il plasma viene spedito dai centri trasfusionali al centro di frazionamento

CODIFICA

- Etichette RFID applicate alle singole unità di plasma
- Lettori RFID per l'aggiornamento dei dati sulle etichette
- Interfacciamento con il software gestionale del centro trasfusionale



Biolog Plasma® si basa sulla tecnologia **RFID (Radio Frequency Identification)**.

La soluzione integra **etichette elettroniche** a radiofrequenza applicate alle singole unità di plasma, **dispositivi di scrittura/lettura** a radiofrequenza installati nel centro trasfusionale, **linee di consegna e smistamento** a radiofrequenza presso il centro di frazionamento e una **suite software** interfacciata con i sistemi gestionali locali (centro trasfusionale e centro di frazionamento).



Sicurezza e tracciabilità ottimizzate
Efficienza consolidata
Controllo dei costi



BIOLOG » PLASMA

RFID NELLA GESTIONE LOGISTICA DEL PLASMA

Biolog Plasma® migliora l'efficienza e la sicurezza del centro di frazionamento

Numero di donazione


Codice prodotto

Codice centro trasfusionale

Data di raccolta

Volume

Archivio dati



EFFICACE
SEMPLICE
SICURO

Sicurezza

Biolog Plasma®: più di 15 milioni di unità di plasma già processate da LFB



biolog » id

E-mail : info@biolog-id.com
www.biolog-id.com

Biolog-id SAS

12 rue Cambacérès
75008 PARIS, FRANCE
Tel: +33(0)1 42 93 62 24

1 rue du cdt Robert Malrait
ZA des Granges
27300 BERNAY, FRANCE
Tel: +33(0)2 32 47 83 40

Biolog-id Italia Srl

Corso Europa 7
20122 Milano, ITALIA
Tel : +39 335 5978128

Biolog-id Iberica, S.L.

Diagonal, 612 7ª 11
08021 BARCELONA
ESPAÑA
Tel: +34 609 470 076

Biolog-id LLC

13010 Morris Road
Alpharetta, GA 30004, USA
Tel: +1 770 576 1905

Biolog-id Australia Pty Ltd

Suite 24, Level 4
56 Neridah Street
Chatswood NSW 2067, AUSTRALIA
Tel: + 61 414 567 453

